

LABORATORIUM

SZCZEP BAKTERYJNY

Przygotować czystą, świeżą hodowlę, zawsze w dwóch wariantach:

- płytką Petriego,
- podłoże transportowe (np. wymazówka z podłożem Amies z węglem).

Opisać numerem oryginalnym szczepu.

Przechowywanie do momentu wysłania:

- do 24 godz. w temp. pokojowej,
- do tygodnia pasażować co drugi dzień.

Przesyłać kurierem w temp. pokojowej, zabezpieczone przed zgnieceniem.

Hodowlę kontynuować aby była możliwość ponownego przesłania szczepu do KOROUN:

- zlecniodawcy z Warszawy i okolic do 2 dni,
- pozostali zlecniodawcy do 5 dni.

MATERIAŁ KLINICZNY DO BADAŃ MOLEKULARNYCH

MATERIAŁ pobrany przyżyciowo

Pobrany od pacjenta jak najszybciej: najlepiej przed podaniem pierwszej dawki antybiotyku, nie później niż 72 h od włączenia antybiotykoterapii:

- płyn mózgowo-rdzeniowy (nie mniej niż 200 µl),
- krew pełna (1,5-3 ml) pobrana na antykoagulant (np. EDTA, heparyna, cytrynian),
- surowica (2 ml),
- płyny z jam ciała (nie mniej niż 200 µl).

Opisać próbki imieniem i nazwiskiem pacjenta, rodzajem materiału oraz datą i godziną pobrania materiału.

Przechowywanie do momentu wysłania:

- do tygodnia w temp. lodówki,
- powyżej tygodnia zamrozić w -20°C, najlepiej w -70°C i wysłać zamrożone na suchym lodzie lub z wkładem chłodzącym.

Przesyłać kurierem w jałowych, szczelnie zamkniętych pojemnikach/probówkach (**odpowiednia wielkość pojemnika do objętości próbki**):

- próbki niezamrożone w temp. pokojowej,
- próbki zamrożone na suchym lodzie lub z wkładem chłodzącym.

MATERIAŁ pobrany post mortem

Wysyłkę uzgodnić telefonicznie z KOROUN.

Pobrany niezwłocznie po zgonie pacjenta z co najmniej dwóch tkanek/narządów:

- krew z komór serca (osoby dorosłe: 2-3 ml, noworodki: 0,5-1 ml),
 - skrawki śledziony, wątroby, nerek lub innych zmienionych chorobowo narządów (0,5 x 0,5 x 0,5 cm),
 - drobne fragmenty zmienionej chorobowo skóry.
- Opisać próbki imieniem i nazwiskiem pacjenta, rodzajem materiału oraz datą i godziną pobrania materiału.

Przechowywanie do momentu wysłania

- do tygodnia w temp. lodówki,
- powyżej tygodnia zamrozić w -20°C, najlepiej w -70°C i wysłać zamrożone na suchym lodzie lub z wkładem chłodzącym.

Przesyłać kurierem w jałowych, szczelnie zamkniętych pojemnikach/probówkach (**odpowiednia wielkość pojemnika do objętości próbki**):

- próbki niezamrożone w temp. pokojowej,
- próbki zamrożone na suchym lodzie lub z wkładem chłodzącym.

UWAGA: PRZESYŁKA MUSI ZAWIERAĆ DOKŁADNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ ZLECENIA BADANIA REFERENCYJEGO KOROUN
W przypadku braku wypełnienia formularza lub nieprawidłowo przesłanego materiału KOROUN może odmówić wykonania badania.

Krajowy Ośrodek Referencyjny
 ds. Diagnostyki
 Bakteryjnych Zakażeń
 Ośrodkowego
 Układu Nerwowego



www.koroun.nil.gov.pl
 koroun@nil.gov.pl
 Tel. (0-22) 841 12 33

RAPORT z BADANIA

LABORATORIUM